

Highlights

- > Akustische Vorteile: Reduzierung der audilogischen Verschlusseffekte bzw. der Rückkopplungen
- > Natürliche Klangqualität und neues Hörerlebnis
- > Bestmöglicher und lang anhaltender Tragekomfort
- > Besonders gewebeverträglich
- > Hohe Ästhetik, maximale Farbtreue & Unauffälligkeit, zu jedem Hautton passend
- > Temperaturneutral – ohne Schwitzen und ohne Juckreiz im Gehörgang
- > Sehr robust, langlebig, form- und farbbeständig
- > Besonders pflegeleicht

Produktvergleich

Eigenschaften	Licht-polymerisat	Silikon	Thermoelast	Titan	Keramischer Werkstoff
Akustische Vorteile	...	...	...	✗	✓
Gewebeverträglichkeit	✓	...	...	✓	✓
Tragekomfort	...	✓	✓	...	✓
Optik	✓	...	...	✗	✓
Langlebigkeit	...	✗	✗	✓	✓
Reinigung	...	✗	✗	✓	✓

Der migohead Partner Ihres Vertrauens:



Otoplastiken für Hörsysteme

www.migohead.de

migohead Flora Mirzoyan & Roman Golovkov GbR



Otoplastiken für Hörsysteme



Keramische Otoplastiken

für Ihr Hörsystem.

Produktinformationen für Anwender'innen

Ohrpassstücke aus Keramik mit herausragenden Eigenschaften

migoCERAM sind keramische High-End-Otoplastiken. Jedes Ohrpassstück wird als hochwertiges Unikat in einer sehr dünnen Wandstärke von 0,2-0,7 mm maßgefertigt: akustisch perfekt, optisch unauffällig und kaum spürbar im Ohr.

migoCERAM sind die ersten Otoplastiken, die mit akustischen Vorteilen überzeugen.

Durch den Einsatz der Keramik erzielen wir bei migoCERAM akustische Vorteile. Je nach Wandstärke der Otoplastiken und je nach Hörverlust können audiologische Verschlusseffekte reduziert bzw. Rückkopplungen vermieden werden. Durch eine ultra-dünne Wandgestaltung ist migoCERAM besonders für Personen mit engen Gehörgängen geeignet.

Keramische Werkstoffe, in der Medizintechnik weit verbreitet, sind allgemein sehr bioverträglich und hypoallergen. Ideal also für Ihr Wohlbefinden und Ihre Vitalität.



Produkte




migoCERAM
Comfort

Für hervorragende Klangqualität und passgenauen Sitz.

Material	Oxidkeramik
Bauform	ohne Abstützung und mit Abstützung als Kurzspange
Oberfläche	seidenmatt
Temperaturempfinden	angenehm neutral
Farbe	rosa transluzent
Optik	Chamäleon-Effekt mit Hautfarbanpassung
Individualisierung	Seitenmarkierung, Zugfaden, Keramische Hochglanzoberfläche



Reinigung einer keramischen Otoplastik ist sehr einfach und unaufwändig:
Wischen Sie das Ohrpassstück täglich mit einem feuchten Tuch ab.



migoCERAM
Premium

Für maximale Unauffälligkeit und besonders angenehmen Tragekomfort.

Material	Oxid- und Feldspatkeramik
Bauform	ohne Abstützung und mit Abstützung als Kurzspange
Oberfläche	hochglanz
Temperaturempfinden	angenehm warm
Farbe	10 Farben zur Auswahl
Optik	Individuell nach der Hautfarbe anpassbar. Die Oberfläche und Innenseite werden für maximale Farbechtheit in Handarbeit beschichtet.
Individualisierung	Farbanpassung nach Farbskala, Seitenmarkierung, Zugfaden, Keramische Spezialglanzoberfläche

migohead legt viel Wert auf eine nachhaltige Herstellung, den Einsatz von umweltfreundlichen Hilfs- und Werkstoffen sowie eine umweltfreundliche Verpackung.



BIOVERTRÄGLICH



100% VEGAN



NACHHALTIG

migoCERAM Farbpalette

